

ZDARMA



Nezávazné zapůjčení DIAGNOSTICKÝCH ČOČEK na 2 týdny

Pokud máte zájem vyzkoušet si některou z nabízených čoček, kontaktujte nás prosím a my Vám ji obratem zašleme: office@cz.cmi.sk, +420 235 520 811 nebo +420 235 520 841

V případě Vašeho zájmu si čočku ponecháte a my Vám pošleme fakturu. Pokud této nabídky nevyužijete, třeba si vyberete jinou čočku do své ambulance na www.cmi.sk.



GOLDMANNOVA TŘÍZRCÁTKOVÁ ČOČKA

Tato klasická čočka Goldmannova typu má tři zrcadla v uhlech 59°, 67° a 73°. Poskytuje přehled fundu a přední komory. Zadní pól je viditelný přes střed čočky. Čočka je dostupná v mnoha verzích lišících se šířkou kontaktní plochy a výškou.

GOLDMANNOVA ČTYŘZRCÁTKOVÁ ČOČKA

Čtyři zrcadla 62° umožňují kompletní přehled úhlu s minimální rotací čočky. Okraj okolo malé kontaktní plochy je výhodný u pacientů s úzkou palpebrální štěrbinou. Přední úchopný prsteneček se dodává v malé a velké verzi.

SUPERFIELD NC

Tato čočka se často nazývá "Super 90". Má ideální 0.76x zvětšení. Byla speciálně vyvinuta pro delší pracovní vzdálenost od rohovky. Tato vzdálenost je 7 mm. Její malý průměr 30.2 mm je užitečný pro rychlé vyšetření fundu. Snadno se s ní manipuluje a natáčením můžeme docílit úhlu pohledu až 116 st. K této čočce lze dokoupit řadu nástavců.

DIGITAL WIDEFIELD / HIGHMAG

Tato čočka poskytuje jak mimořádný úhel pohledu, tak i velké zvětšení. Vylepšený dvojité asferický design optiky s antireflexními vrstvami poskytuje zřetelný stereo obraz sítnice s minimálním výskytem reflexů. Tato jedinečná vlastnost umožňuje využití čočky pro všeobecnou diagnostiku a archivaci snímků při focení štěrbinovou lampou.

60D - 90D

Originální Volk 90D čočka nabízí nejlepší širokoúhlý přehled fundu pro rutinní stanovení diagnózy. Její výhodný 26mm průměr dovoluje úplnou dynamickou fundoskopii, umožňuje prohlížení fundu před i za equator. Přesné 0.76x zvětšení umožňuje vidět výrazně osvětlenou část pole pro lepší vidění zadního pólu.

CMI s.r.o. , Meteor Centre Office Park

Sokolovská 100/94, 180 00 Praha 8, tel.: +420 235 520 811, +420 235 520 841, fax: +420 235 520 890, e-mail: office@cz.cmi.sk

www.cmi.sk