

# Think Again.

**3.350,- Kč**  
vč. DPH/ks



## Představte si špičkové optické pomůcky za neuvěřitelné ceny... **NOVÉ OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ ČOČKY** od Sensor Medical Technology.

Revoluční konstrukční technologie umožňuje, aby opakovaně použitelné čočky od Sensor Medical byly těmi nejlepšími čočkami pro malé zornice na trhu. Vynikající vlastnosti svrchní vrstvy minimalizují poškrábání a odlesky pro optimální zobrazování, zatímco lehčí konstrukce umožňuje snadnější manipulaci. S opakovaně použitelnými čočkami od Sensor Medical můžete nyní poskytnout skvělou péči pohodlně a za rozumnou cenu — znovu a znovu.

- Vynikající optika — nejlepší pro malé zornice
- Inovativní několikavrstvý povrch odolný proti poškrábání
- Výjimečná hodnota — přijatelná cena pro každou ordinaci
- Antireflexní vrstva pro vysokou kvalitu zobrazení
- Lehčí a snadnější manipulace pro větší pohodlí operátora
- Pohodlné a omyvatelné držátko udržuje čočku čistou



**Sensor Medical**  
TECHNOLOGY  
*Perfect optics for every procedure*

## Sensor Medical Technology – resterilizovatelné oftalmologické produkty

Každá čočka v řadě resterilizovatelných produktů má vynikající tvrdý povrch odolný proti poškrábání a antireflexní vrstvu.



### SMT-014-R 90D resterilizovatelná čočka

Čočka 90D je určena pro použití se štěrbinovou lampou.  
Poskytuje zvětšení obrazu 0,64x a zorné pole 75°.



### SMT-015-R 78D resterilizovatelná čočka

Čočka 78D je určena pro použití se štěrbinovou lampou.  
Poskytuje zvětšení obrazu 0,77x a zorné pole 80°.



### SMT-016-R 60D resterilizovatelná čočka

Čočka 60D je určena pro použití se štěrbinovou lampou.  
Poskytuje zvětšení obrazu 1x a zorné pole 68°.



### SMT-017-R 28D resterilizovatelná čočka

Čočka 28D je určena pro použití s binokulárním nepřímým oftalmoskopem.  
Poskytuje zvětšení obrazu 2,1x a zorné pole 53°.



### SMT-018-R 20D resterilizovatelná čočka

Čočka 20D je určena pro použití s binokulárním nepřímým oftalmoskopem.  
Poskytuje zvětšení obrazu 3x a zorné pole 53°.

Více informací naleznete na [www.cmi.sk](http://www.cmi.sk)

CMI s. r. o.  
Meteor Centre Office Park  
Sokolovská 100/94, 180 00 Praha 8  
Česká republika  
tel.: +420 235 520 811, - 841, fax: +420 235 520 890  
e-mail: office@cz.cmi.sk

CMI spol. s r. o.  
Sídlo | fakturačná adresa: Na Slavíne 3, 811 06 Bratislava  
Office | korešpondenčná adresa: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava  
Slovenská republika  
tel.: +421 2 5263 14 41 - 43, fax: +421 2 5292 28 82  
e-mail: office@sk.cmi.sk

